

SANITIZER®

GEL HYDROALCOOLIQUE POUR LES MAINS

Luttez contre les
infections et les risques
de propagation.

Utilisez Sanitizer® Tifon®
plusieurs fois par jour.

SANS RINÇAGE
SANS ESSUYAGE

TOUS
SECTEURS

USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

**Virucide selon la norme EN 14476.
Actif sur influenza virus (H1N1) en 60 sec
et Coronavirus 30 sec.**

**EFFICACITÉ
CORONAVIRUS**
Dès 30 SEC



CONFORME AUX NORMES

Bactéricide

EN 1276 / 30 sec

EN 13727 / 30 sec

EN 1500 / 2x30 sec

(traitement hygiénique des mains)

Levuricide

EN 1275 / 30 sec

EN 1650 / 30 sec

EN 13624 / 30 sec

Virucide

EN 14476+A1

(Actif sur Coronavirus en 30 sec
et H1N1 en 60 sec)

Utilisez SANITIZER® pour lutter
contre les infections.

Sanitizer® Tifon® répond aux préconisations de
l'Anses¹. L'Anses préconise des gels hydroalcooliques
entre 60 et 80% d'éthanol. SANITIZER® est à 66,8%
d'éthanol et 3,3% d'isopropanol. SANITIZER® contient
donc plus de 70% d'alcool ce qui justifie son entière
efficacité dans notre contexte actuel.

Aussi, les tests d'efficacité sont obtenus sur
la gel SANITIZER® Tifon®

Il est donc légitime de proposer SANITIZER®.

Une formulation haute efficacité, douce et
agréable au toucher.

TESTS HOMOLOGUÉS EN MARS 2020 PAR UN LABORATOIRE EXTÉRIEUR.

LEGISLATION² : PRODUIT ENREGISTRÉ SUR LES PORTAILS SYNAPSE ET ANSES.
RÈGLEMENT (UE) N°528/2012 RELATIF AUX PRODUITS BIOCIDES N° INRS : 48857.3 / N° ANSES : 61659.

MP HYGIENE, SPÉCIALISTE DE L'HYGIÈNE DES MAINS

TIFON® BY MP HYGIENE
SOLUTION TESTÉE, FORMULÉE ET
FABRIQUÉE EN FRANCE



TIFON®
L'hygiène des mains
Hand hygiene

¹ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

²En savoir plus sur : www.declaration-synapse.fr et www.anses.fr

SANITIZER®

GEL HYDROALCOOLIQUE

TIFON® BY MP HYGIENE

EFFICACITÉ ANTIMICROBIENNE
TESTÉE ET APPROUVÉE
EN LABORATOIRE

SANITIZER® - GEL HYDROALCOOLIQUE

FLACONS ET BIDONS

Code produit	Conditionnement	Colisage
04SF0312	FLACON BOUCHON CLAPET	30 x 100mL
03SP0305	FLACON BOUCHON + 3 pompes réutilisables	6 x 500mL
NOUVEAU 03SP0305_01	FLACON BOUCHON RECHARGE	6 x 500mL
NOUVEAU 04TT1130	LINGETTES TRAVEL PACK X30	X 48
NOUVEAU 04SB0350SHA	BIDON AVEC BEC VERSEUR	4 x 5 L

**EFFICACITE
CORONAVIRUS
Dès 30 SEC**



Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**POMPE
RÉUTILISABLE
PLUS ÉCOLOGIQUE
ZÉRO RUPTURE**



EMBALLAGES RÉDUITS
ÉCOLOGIQUE - RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

PRATIQUE ET RAPIDE
CHANGEMENT RAPIDE - VISSER DÉVISSER RÉVISSER
RÉUTILISEZ À VOLONTÉ !

NOUVEAU
NO LIMIT
Réutilisez
vos pompes



MP hygiene
119 rue de Soras
07430 Davézieux
France

Tél. : +33(0)4 75 33 75 00
Fax : +33(0)4 75 33 37 38
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com



Fabricant de produits d'hygiène
Hygiene products manufacturer